





序号	名称	规格参数	单位	数量	参考样板	备注
1	玻璃珠	每包500颗，每颗直径5mm	包	1		用于蛔虫卵死亡率项目扩项
2	高尔特曼氏漏斗（配抽滤瓶）	漏斗内径35mm，配250ml抽滤瓶	套	15		用于蛔虫卵死亡率项目扩项
3	微孔火棉胶滤膜	直径35mm、孔径0.7 μm	片	200		用于蛔虫卵死亡率项目扩项
4	Minimal Medium ONPG-MUG培养基	每盒200包，每包2.7g	盒	1		用于微生物项目97孔酶底物法实验分析
5	亚克力透明标本展示立牌	长10cm，高7cm，厚1.4cm	个	100		用于生物标本室标本牌展示
6	微孔滤膜过滤杯	刻度500ml，杯底外径6cm，内径4cm	个	3		用于叶绿素a等实验的抽滤
7	丁腈手套	100只/盒；加长加厚、耐用型、无粉，S码3盒、M码5盒、L码2盒	盒	10		用于实验防护
8	免清洗圆形盖玻片（10mm）	直径10mm，每盒100片	盒	20		用于底栖动物分析
9	免清洗圆形盖玻片（20mm）	直径20mm，每盒100片	盒	20		用于底栖动物分析
10	10 μL枪头	有滤芯，1000支/包，10包/箱	箱	2		用于环境DNA分析

11	10 μ L枪头	有滤芯, 10盒/箱	箱	3		用于环境DNA分析
12	200 μ L枪头	有滤芯, 袋装, 1000支/包, 10包/箱	箱	1		用于环境DNA分析
13	200 μ L枪头	无滤芯, 透明黄, 袋装, 1000支/包, 20包/箱	箱	1		用于环境DNA分析
14	V形分液槽	PS材质, 55mL, 白色, 100个/包	包	1		用于环境DNA分析
15	96孔板	聚丙烯材质, 10板/包, 5包/箱	箱	5		用于环境DNA分析
16	96孔板密封垫	硅胶材质, 10片/包, 5包/箱	箱	5		用于环境DNA分析
17	ATL组织裂解缓冲液	200mL/盒	盒	1		用于环境DNA分析
18	水浴锅浮板	适用0.5、1.5、2mL离心管	片	10		用于环境DNA分析
19	Equalbit 1 $\times$ dsDNA HS Assay Kit	含预混工作液(含荧光染料)和dsDNA标准品, 适用于10pg/ μ L到100ng/ μ L的dsDNA样本。 500assays/盒	盒	2		用于环境DNA分析
20	RNase A溶液	10mg/mL	管	2		用于环境DNA分析

21	PCR缓冲试剂	含Taq Plus DNA Polymerase、dNTP 以及优化的缓冲体系	管	50		用于环境DNA分析
22	50 bp DNA Ladder	1 × 500uL	包	10		用于环境DNA分析
23	DNA清洗磁珠	高通量测序文库构建中DNA纯化与片 段大小分选，60mL/瓶	瓶	2		用于环境DNA分析
24	琼脂糖	100g/瓶	瓶	2		用于环境DNA分析
25	50 × TAE	500mL/瓶	瓶	10		用于环境DNA分析
26	离心管冻存盒		个	20		用于环境DNA分析
27	96孔板架		个	10		用于环境DNA分析
28	硅胶垫圈试管架/离心管架		个	4		用于环境DNA分析
29	2 × Rapid Taq Master Mix	含Taq DNA Polymerase、延伸促进 因子、dNTP以及优化的缓冲体系， 扩增速度可达15sec/kb，适用于快 速PCR反应，1 kb以内的极限扩增速 度可达1sec/kb	管	15		用于环境DNA分析
30	耐低温记号笔	sharpie锐意	支	10		用于低温冻存样品编号

31	厨房纸	加厚	包	3		用于水生生物样品分析
32	15mL离心管架	金属材质，12孔	个	2		用于环境DNA分析
33	15mL离心管架	金属材质，40孔	个	2		用于环境DNA分析
34	96孔离心管架	聚乙烯材质，96孔，适用于0.5/1.5/2.0mL离心管	个	4		用于环境DNA分析
35	插枪头工具	适配10 μL移液枪头	个	2		用于环境DNA分析
36	插枪头工具	适配200 μL移液枪头	个	2		用于环境DNA分析
37	镊子	直尖头	支	10		用于底栖动物挑拣
38	镊子	扁圆头	支	10		用于环境DNA样品过滤